



## 中国试剂网产品推荐


### 产品名称:

#### 1. 透析袋夹, 品牌:SCRC

货号	品名	规格	包装	单价 (元)
92182421	透析袋夹	110mm (SCRC)	10 只/盒	30
92182422	透析袋夹	55mm (SCRC)	10 只/盒	16



## 2. 透析袋 (分子量 8000-14000)



货号	品名	规格	包装	单价 (元)
92420601	透析袋 (分子量 8000-14000)	25mm(DM20)	10m/卷	180
92420602	透析袋 (分子量 8000-14000)	34mm(DM27)	10m/卷	180
92420603	透析袋 (分子量 8000-14000)	44mm(DM36)	10m/卷	180

**产品用途:**

1. 透析袋夹: 主要用于科学研究以及实验, 能够有效夹住扁宽一定范围内的透析袋。
2. 透析袋: 在生物大分子的制备过程中, 除盐、除少量有机溶剂、除去生物小分子杂质和浓缩样品等都要用到透析的技术。透析只需要使用专用的半透膜即可完成。通常是将半透膜制成袋状 (即透析袋), 将生物大分子样品溶液置入袋内, 将此透析袋浸入水或缓冲液中, 样品溶液中的大分子量的生物大分子被截留在袋内, 而盐和小分子物质不断扩散透析到袋外, 直到袋内外两边的浓度达到平衡为止。保留在透析袋内未透析出的样品溶液称为“保留液”, 袋(膜)外的溶液称为“渗出液”或“透析液”。